



染色体制备对载玻片洁净度有着很高的要求，载玻片洁净度会影响染色体的分散和显带质量。自动扫片系统对载玻片表面的平整度有较高的要求。Sinochrome 提供免洗载玻片，专用于染色体制备，很大程度上方便了细胞遗传学实验室的载玻片准备过程。免洗载玻片经全封闭超声波超纯水清洗、恒温净化烘干、真空除氧包装。应用载玻片制备出的染色体片，背景清晰、染色体分散好、分析方便。

### 『产品特点』

- 即用型：随用随取，无须清洗，方便；
- 易标记：单头单面磨砂/油漆，方便标记；
- 使用安全：45 度角；
- 适合多种自动扫片系统。



### 『包装规格』

- 规格：25mm × 76mm
- 厚度：1.0-1.1mm
- 包装：50 片/盒，50 盒/箱
- 重量：14Kg/箱



### 『产品订购』

| 货号     | 产品描述      | 价格 | 说明   |
|--------|-----------|----|--|
| CM-S-1 | 免洗磨砂载玻片   |    | 适用于手动染色体分散仪(Chromprep S)                     |
| CM-S-2 | 免洗彩色油漆载玻片 |    | 适用于自动制片机(Chromprep AS)和载玻片打印机 (Chromprep SP) |