

染色体制备对载玻片洁净度有着很高的要求，载玻片洁净度会影响染色体的分散和显带效果。清洗载玻片表面的油污和灰尘通常包括：浸泡、刷洗、浸酸和冲洗等 4 个步骤，费时、费事，且相关清洗剂存在严重的腐蚀性。Sinochrome 提供免洗载玻片，专门应用于染色体制备，很大程度上方便了细胞遗传学实验室的载玻片准备过程。免洗载玻片经全封闭超声波超纯水清洗、恒温净化烘干、真空除氧包装。应用 Freeslide 载玻片制备出的染色体片，背景清晰、染色体分散好、分析方便。


### 『产品特点』

- 即用型：随用随取，无须清洗，方便；
- 易标记：单头单面磨砂/油漆，方便标记；
- 使用安全：45 度角。

### 『包装规格』

- 规格：25mm×76mm
- 厚度：1.0-1.1mm
- 包装：50 片/盒，50 盒/箱
- 重量：14Kg/箱

### 『产品订购』



货号	产品描述	价格	说明
Chromed S-I	免洗磨砂载玻片		适用于手动染色体分散仪(Chromprep S)
Chromed S-II	免洗彩色油漆载玻片		适用于全自动滴片系统(Chromprep AS)