



胰酶的活性和稳定性与pH值及缓冲液类型相关。Sinochrome提供的胰酶缓冲液优选了缓冲液类型，优化了缓冲液pH值和缓冲液浓度，添加了稳定因子，能显著提高胰酶工作液的稳定性，适合自动化G显带操作。

『技术参数』

规格：250mL*2

pH：7.4

储存条件：4~8度

『使用方法』

与胰酶配合使用，用蒸馏水1:10稀释，配制工作液，用于溶解和稀释胰酶用。

『产品订购』

货号	产品描述	规格	价格/¥
CM-TB-500	Chromed TB 胰酶缓冲液	250mL*2	